



1. Avaa pakkaus



2. Levitä pussi täyteen pituuteen.



3. Aseta tyhjennuspussi paikoilleen. Tarvittaessa käytä lisäteippausta. Mikäli tyhjennuspussi on liian tiukka, sitä voi avata hieman suuremmaksi.



4. Aseta tyhjennuspussin alaosa wc-pönttöön.



5. Avaa avanneaukko ja tyhjennä sisältö tyhjennuspussiin. Puhdista alue ja rullaa loput sisällöstä tyhjennuspussin sisälle.



6. Poista tyhjennuspussi, pudota se wc-pönttöön ja huuhtele. Tarvittaessa huuhtele uudestaan 1-2 kertaa, kunnes pussi on kokonaan huuhtoutunut.

